

Sortiment: Vorbereitung der Arzneimittel

# Der Tookan® Tablettenmörser

## Technische Merkmale

### Tablettenmörser Tookan®

- ▶ Stahlsockel mit Epoxybeschichtung
- ▶ Handdruck aus Polyamid
- ▶ Mörserfach aus anodisiertem Aluminium
- ▶ Edelstahllachse
- ▶ Gewicht : 1,4 kg



### Beutel für Tablettenmörser

- ▶ Transparentes Polyethylen mit niedriger Dichte
- ▶ Dicke: 180/200 µm
- ▶ Umweltfreundlich

Produktbeschreibung	Abmessungen (in mm)	Referenz
<b>Manueller Tookan® Tablettenmörser</b>	L. 265 x P. 75 x H. 90	NA00017_V02
<b>1000 Standardbeutel für Tablettenmörser</b>	L. 50 x H. 100	NA00011.01

## Benutzung



1  
Medikamentenbeutel aus dem Aufbewahrungsfach entnehmen.



2  
Tablette/Tabletten in den Beutel geben und Beutel zusammenfalten.



3  
Bestückten Medikamentenbeutel ins Mörserfach einführen.



4  
Den Hebel mit Fingerspitzen herunterdrücken ohne, den Beutel loszulassen.



5  
Die pulverisierten Tabletten nach Sichtkontrolle aus dem Beutel entnehmen.