

**Neu**

## Die effektivste Art des Patienten-Transfer

Hebetätigkeiten sind die häufigste Ursache für Rückenschäden beim OP- und Pflegepersonal. Häufig geschehen die Unfälle bei der unsachgemäßen Umlagerung von immobilen Patienten. Medi-rollerPRO wurde entwickelt, Patienten bequem und einfach zu transferieren, eine ungünstige Körperhaltung wird vermieden, Rückenschäden verhindert.

*Roll!  
& go.*

# Medi-roller PRO


Geeignet für MRT-Radiologie, OP, Intensiv, Ambulanz und Krankenpflege

**Schnell  
und  
Sicher**

MRT- röntgenfähig  
schützt vor Rückenverletzungen  
besonders gleitfähig "Superslide"  
einfach zu reinigen  
sehr leicht, faltbar  
wirtschaftlich durch hohe  
Lebensdauer



# Medi-roller<sup>PRO</sup>

## Rollboard zum seitlichen Patiententransfer



Nur  
**1,4 kg**  
180x49 cm

Medi-roller PRO besteht aus einem gepolsterten, hochfesten Kern. Die Oberfläche ist "Superslide" beschichtet, das macht das Gleiten der Bezüge besonders leicht. Der Bezug ist wasserdicht, hautfreundlich und leicht zu reinigen. Als sinnvolles Zubehör empfehlen wir unsere hygienischen Einwegfolien.



### Die echte Hilfe für das Pflegepersonal

Das Rollboard Medi-rollerPRO erleichtert dem Pflegepersonal die tägliche Arbeit beim Transfer von immobilen Patienten. Kein Anheben erforderlich, dass fördert die ergonomische Arbeitsweise und beugt Rückenverletzungen vor.

### Sicherheit und Komfort für den Patienten

Beim Patiententransfer mit Medi-rollerPRO werden die Körperpositionen nur wenig verändert, damit das Verletzungsrisiko erheblich verringert. Durch den seitlichen Transfer wird die horizontale Lage des Patienten nicht verändert, dass ist besonders bequem und sicher!



#### Bestell-Nr.

TMR6205

TMR6225

#### Abmessungen

180 x 49 cm

90 x 49 cm

#### Faltbar



Generalvertretung & Vertrieb  
für Österreich  
office@kabomed.at

**KABOMED**  
MEDIZINPRODUKTE

Vertriebspartner  
info@dahlhausen.at

**DAHLHAUSEN**